

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTYT-TCKT
V/v mời chào giá gói thầu thẩm định giá
cho dự án mua sắm máy xét nghiệm
sinh hóa tự động của Trung tâm Y tế
huyện Di Linh

Di Linh, ngày tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty.

Trung tâm Y tế huyện Di Linh đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy xét nghiệm sinh hóa tự động của Trung tâm Y tế huyện Di Linh năm 2023.

Để có cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Y tế huyện Di Linh kính đề nghị Quý công ty báo giá gói thầu Thẩm định giá dự án mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự động với các nội dung như sau:

Tên thiết bị : Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BX-4000

Hãng sản xuất : Furuno

Nước sản xuất : Nhật Bản

Năm sản xuất : từ 2022 trở về sau

(đính kèm cấu hình cụ thể)

- Thời hạn gửi báo giá: **Trước 15 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2023.**

- Quý Công ty gửi báo giá file excel đến địa chỉ mail: dauthaudilinh@gmail.com và bản giấy có ký tên, đóng dấu về Phòng Tài chính- Kế toán Trung tâm Y tế huyện Di Linh, số 20 Phạm Ngọc Thạch, Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KHN&DS;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, TCKT

GIÁM ĐỐC

Lê Thành Quang

TT	Danh mục trang thiết bị	Cấu hình và tính năng kỹ thuật	Đơn vị	Nhóm kế hoạch dự kiến	Số lượng kế hoạch
1	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động	- Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn và có khả năng chạy được mẫu cấp cứu - Phương pháp đo: + Phương pháp đo quang và đo miễn dịch độ đục - Tự động khởi động và tắt máy - Công suất xét nghiệm: ≥ 400 xét nghiệm/giờ (nếu không chạy điện giải) - Các thông số phân tích đồng thời: 60 thông số sinh hóa - Số phương pháp phân tích tối đa: 240 phương pháp - Thuốc thử: - khay thuốc thử có thể tháo rời, chứa tối đa 60 lọ thuốc thử - Ngăn chứa thuốc thử được làm lạnh từ 8 đến 15 oC, giúp duy trì sự ổn định chất lượng thuốc thử trên máy - Thể tích hút thuốc thử: 20 μL – 350 μL - Đọc thuốc thử bằng mã vạch - Chức năng phát hiện mực chất lỏng cho biết số xét nghiệm còn lại trong hộp thuốc thử - Kim hút hóa chất và kim hút bệnh phẩm riêng biệt - Kim hút hóa chất được trang bị cảm biến va chạm - Mẫu bệnh phẩm: - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu - Vị trí mẫu bệnh phẩm: 92 (72 vị trí cho ống nghiệm, 20 vị trí cho cốc đựng mẫu) - Nắp chạy mẫu khăn: cho phép truy cập vào bất kỳ vị trí nào trên khay ngoài để chạy mẫu khăn - Thể tích mẫu: + Phương pháp đo quang: 2 μL - 35 μL + Phương pháp đo điện giải: 60 μL - Kim hút mẫu được trang bị cảm biến mực chất lỏng và phát hiện cục máu đông - Kim hút mẫu được trang bị cảm biến va chạm - Nhận diện mẫu bệnh phẩm: Bằng mã vạch - Bộ phận phản ứng: - Buồng ủ: Ủ khô, - Số lượng cuvette: 90 cái - Loại cuvette: Thủy tinh Pyrex, quang lộ 6 mm - Nguồn sáng: Đèn Halogen có hệ thống làm mát, Tuổi thọ đèn halogen 1000 giờ - Lựa chọn bước sóng: dùng cách từ - Số bước sóng: 12 bước sóng (340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 800nm) và dùng cách từ - Tổng thể tích phản ứng: 150 μL – 450 μL - Tự động pha loãng mẫu - Tự động chạy lặp lại và chạy đối chứng - Bộ phận trộn mẫu: 2 que khuấy kim loại với 5 mức tốc độ - Bộ phận rửa: cơ chế rửa 8 bước nhằm làm sạch tối ưu cuvette - Trạng thái kết quả được hiển thị theo thời gian thực cho biết thời gian hoàn thành xét nghiệm. - Hệ thống: - Quản lý chất lượng (QC): kết quả được hiển thị dưới dạng biểu đồ, và lưu trữ trong nửa năm. - Lưu trữ kết quả: 1.000.000 kết quả mẫu bệnh nhân - Lưu trữ kết quả QC: 50.000 kết quả	Máy	3	1

